

Aparato extraoral de protracción NOLA de Great Lakes



Máscara extraoral

300-306 Pequeña
300-307 Grande



Aparato extraoral Hickham

300-308 Pequeño
300-309 Grande

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS AL DORSO ►

Ventajas del aparato extraoral de protracción NOLA:

- La máscara extraoral NOLA es fácil de colocar y tiene una cómoda correa para la cabeza.
- Es cómodo utilizar el aparato extraoral Hickham mientras duerme, no impide el movimiento mandibular y también es ideal para llevarlo puesto durante el día.
- El aparato extraoral de protracción NOLA está diseñado para llevar los dientes (uno o un grupo) o los arcos completos hacia adelante. El aparato extraoral es totalmente ajustable y ofrece dos tamaños de mentonera.

Sugerencias de tratamiento:

Los elásticos acoplados a los dientes terminales actuarán como elásticos de clase III en la arcada superior. En otras palabras, tenderán a abrir la mordida mediante la extrusión de estos dientes. Por lo tanto, es deseable que los elásticos se sujeten a la parte anterior del arco. Esto se aplica especialmente a los casos de clase III donde el premaxilar debe desarrollarse hacia abajo y hacia adelante en un patrón de crecimiento normal.

En ciertas ocasiones, el paciente sudará en exceso durante los tres primeros días de uso de la mentonera. El tejido se adaptará y el sudor por lo general desaparecerá. No intente impedir el problema haciendo agujeros en la mentonera para la circulación de aire. El aire no circulará a través de los orificios y al paciente no le gustará el aspecto con manchas de la barbilla cuando se quite la mentonera. Si persiste el sudor o si el paciente es alérgico al acrílico, tiene a su disposición revestimientos de tela.

¡RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LOS MÉDICOS! Para evitar el riesgo de lesiones oculares, asegúrese de informar a los pacientes y padres sobre las precauciones de seguridad adecuadas al colocarse y retirarse el aparato extraoral. También advierta a los pacientes sobre los juegos bruscos o riesgosos mientras llevan puesto el aparato extraoral.

ARTÍCULO**NÚMERO
DE PEDIDO**

Aparato extraoral de protracción y piezas de recambio	
Máscara facial pequeña Máscara facial grande	300-306 300-307
Hickham pequeño Hickham grande	300-308 300-309
Correa para la cabeza para Hickham (ambos tamaños)	300-312
Correa para la frente y contratuercas para máscara facial (ambos tamaños)	300-313
Contratuercas para la correa para la frente (2 por paquete)	300-314
Puntas protectoras de plástico (10 por paquete)	300-316



Great Lakes[®]
DENTAL TECHNOLOGIES

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150 USA
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626
Great People. Great Products. **Great Lakes.**